

Verpackungen und Zubehör

1. Kunststoff-Flaschen für Flüssigkeiten	2
2. Kunststoff-Kanister für Flüssigkeiten	3
3. Kunststoff-Flaschen für Feststoffe	3
4. Glasflaschen für Flüssigkeiten	4
5. Glasflaschen für Feststoffe	4
6. Transportverpackungen / Fallschutzverpackungen	4
6.1 Styroporboxen	4
6.2 Gefahrgutkartons	5
7. Zubehör	5

1. Kunststoff-Flaschen für Flüssigkeiten

0,1-l-Kunststoff-Flaschen natur		
mit DIN 32 Verschluss	Artikel-Nr. 50000.0000	Mindestmenge VP 12 Stück
0,25-l-Kunststoff-Flaschen natur		
mit DIN 32 Verschluss	Artikel-Nr. 50000.1000	Mindestmenge VP 12 Stück
0,5-l-Kunststoff-Flaschen natur		
UN zugelassen mit DIN 45 Verschluss	Artikel-Nr. 50000.2000	Mindestmenge VP 4 Stück
0,5-l-Kunststoff-Flaschen natur - Entgasung		
UN zugelassen mit DIN 45 Entgasungsverschluss	Artikel-Nr. 50000.2010	Mindestmenge VP 4 Stück
0,5-l-Kunststoff-Flaschen schwarz		
UN zugelassen mit DIN 45 Verschluss	Artikel-Nr. 50000.2100	Mindestmenge VP 4 Stück
1-l-Kunststoff-Flaschen natur		
UN zugelassen mit DIN 45 Verschluss	Artikel-Nr. 50000.3000	Mindestmenge VP 4 Stück
1-l-Kunststoff-Flaschen natur - Entgasung		
UN zugelassen mit DIN 45 Entgasungsverschluss	Artikel-Nr. 50000.3010	Mindestmenge VP 4 Stück
1-l-Kunststoff-Flaschen schwarz		
UN zugelassen mit DIN 45 Verschluss	Artikel-Nr. 50000.3100	Mindestmenge VP 4 Stück
2,5-l-Kunststoff-Flaschen natur		
UN zugelassen mit DIN 45 Verschluss	Artikel-Nr. 50000.4000	Mindestmenge VP 4 Stück
2,5-l-Kunststoff-Flaschen natur - Entgasung		
UN zugelassen mit DIN 45 Entgasungsverschluss	Artikel-Nr. 50000.4010	Mindestmenge VP 4 Stück
2,5-l-Kunststoff-Flaschen schwarz		
UN zugelassen mit DIN 45 Verschluss	Artikel-Nr. 50000.4100	Mindestmenge VP 4 Stück
5-l-Kunststoff-Flaschen natur		
UN zugelassen mit DIN 45 Verschluss	Artikel-Nr. 50000.5300	Mindestmenge VP 4 Stück
5-l-Kunststoff-Flaschen natur - Entgasung		
UN zugelassen mit DIN 45 Entgasungsverschluss	Artikel-Nr. 50000.5310	Mindestmenge VP 4 Stück

5-I-Kunststoff-Flaschen schwarz	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP
UN zugelassen mit DIN 45 Verschluss	50000.5100	4 Stück

2. Kunststoff-Kanister für Flüssigkeiten

10-I-Kunststoffkanister blau	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP
UN zugelassen mit Verschluss Nr. 51	50000.6120	1 Stück

10-I-Kunststoffkanister natur	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP
UN zugelassen mit Verschluss Nr. 51	50000.6020	1 Stück

10-I-Kunststoffkanister natur - Entgasung	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP
UN zugelassen mit Entgasungsverschluss Nr. 51	50000.6010	1 Stück

5-I-Kunststoffkanister blau	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP
UN zugelassen mit Verschluss Nr. 51	50000.5120	4 Stück

5-I-Kunststoffkanister natur	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP
UN zugelassen mit Verschluss Nr. 51	50000.5020	4 Stück

5-I-Kunststoffkanister natur - Entgasung	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP
UN zugelassen mit Entgasungsverschluss Nr. 51	50000.5010	4 Stück

3. Kunststoff-Flaschen für Feststoffe

0,25-I-Kunststoff-Flaschen Weithals weiß	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP
UN zugelassen mit DIN 60 Verschluss	50000.1600	12 Stück

0,75-I-Kunststoff-Flaschen Weithals weiß	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP
UN zugelassen mit DIN 60 Verschluss	50000.2600	4 Stück

1,5-I-Kunststoff-Flaschen Weithals weiß	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP
UN zugelassen mit DIN 80 Verschluss	50000.3600	4 Stück

2,5-I-Kunststoff-Flaschen Weithals weiß	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP
UN zugelassen mit DIN 80 Verschluss	50000.4600	4 Stück

4. Glasflaschen für Flüssigkeiten

0,1-l-Glasflaschen	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP
Braunglas mit DIN 32 Verschluss	50000.0700	12 Stück
0,25-l-Glasflaschen	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP
Braunglas mit DIN 32 Verschluss	50000.1700	12 Stück
0,5-l-Glasflaschen	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP
Braunglas mit DIN 45 Verschluss	50000.2700	4 Stück
1-l-Glasflaschen	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP
Braunglas mit DIN 45 Verschluss	50000.3700	4 Stück
2,5-l-Glasflaschen	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP
Braunglas mit DIN 45 Verschluss	50000.4700	4 Stück
2,5-l-Glasflaschen mit Surlyn®-Splitterschutz-Beschichtung	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP
Braunglas mit DIN 45 Verschluss	50000.4750	4 Stück

5. Glasflaschen für Feststoffe

0,25-l-Glasflaschen Weithals	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP
Braunglas mit DIN 45 W Verschluss	50000.1800	12 Stück
0,5-l-Glasflaschen Weithals	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP
Braunglas mit DIN 54 W Verschluss	50000.2800	4 Stück
1-l-Glasflaschen Weithals	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP
Braunglas mit DIN 54 W Verschluss	50000.3800	4 Stück

6. Transportverpackungen / Fallschutzverpackungen

6.1 Styroporboxen

Styroporbox für 1 x 0,1-l-Glasflasche	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP
UN zugelassen	51000.0711	12 Stück
Styroporbox für 1 x 0,25-l-Glasflasche	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP
UN zugelassen	51000.1711	12 Stück
Styroporbox für 1 x 0,5-l-Glasflasche	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP
UN zugelassen	51000.2711	4 Stück
Styroporbox für 1 x 1-l-Glasflasche	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP
UN zugelassen	51000.3711	4 Stück

Styroporbox für 1 x 2,5-l-Glasflasche	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP
UN zugelassen	51000.4711	1 Stück

Styroporbox für 6 x 0,1-l-Glasflaschen	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP
UN zugelassen	51000.0716	1 Stück

Styroporbox für 6 x 0,25-l-Glasflaschen	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP
UN zugelassen	51000.1716	1 Stück

Styroporbox für 6 x 0,5-l-Glasflaschen	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP
UN zugelassen	51000.2716	1 Stück

6.2 Gefahrgutkartons

Gefahrgutkarton für 1 x 1 Kunststoffflasche	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP
Wellpapp-Faltkarton, UN zugelassen Passend für 1 Kunststoffgebinde bis 1l Inhalt	51000.3001	12 Stück

Gefahrgutkarton für 4 x 1 Glasflaschen	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP
Wellpapp-Faltkarton, UN zugelassen Passend für 4 Stück 1-l-Glasflaschen für Flüssigkeiten	51000.3704	1 Stück

Gefahrgutkarton für 4 x 2,5-l-Glasflaschen	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP
Wellpapp-Faltkarton, UN zugelassen Passend für 4 Stück 2,5-l-Glasflaschen für Flüssigkeiten	51000.4704	1 Stück

Gefahrgutkarton passend für 12 x 1 Kunststoffflaschen	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP
Wellpapp-Faltkarton, UN zugelassen Passend für 12 Kunststoffgebinde bis 1l Inhalt	51000.3012	12 Stück

Gefahrgutkarton passend für 4 x 1 Kunststoffflaschen	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP
Wellpapp-Faltkarton, UN zugelassen Passend für 4 Kunststoffgebinde bis 1l Inhalt	51000.3004	12 Stück

Gefahrgutkarton passend für 4 x 2,5-Kunststoffflaschen	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP
Wellpapp-Faltkarton, UN zugelassen Passend für 4 Kunststoffgebinde bis 2,5l Inhalt	51000.4004	12 Stück

7. Zubehör

Auslaufdüsen 20 l / 30 l	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP
für Pka / Pkb Kanisteröffnungen Nr. 61	06271.0900	1 Stück

Auslaufdüsen 5 l / 10 l	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP
für Pka / Pkb Kanisteröffnungen Nr. 51	06270.0900	1 Stück

Entnahmesystem – Edelstahl	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP
für 25-l-Ekm für Lösemittel mit PTFE-Dichtungen	06280.0900	1 Stück

Handpumpenball	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP
für das Entnahmesystem 06280 für 25-l-Ekm für Lösemittel mit PTFE-Dichtungen	06281.0900	1 Stück
Kraftanschluss 20 l / 25 l / 30 l	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP
für den Übergang von 20 l, 25 l und 30 l Kanistern (Pka/Pkb) auf GL 45	17384.0900	1 Stück
Kraftanschluss 5 l / 10 l	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP
für den Übergang von 5 l und 10 l Kanistern (Pka/Pkb) auf GL 45	15979.0900	1 Stück
Kraftanschluss LabCube®	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP
Anschlussadapter für LabCube® für den Anschluß an Titratoren der Marke Mettler	50050	1 Stück
Kraftzapf für Pka und Pkb 20 l / 30 l	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP
Zapfhahn für Kanisteröffnungen Nr. 61	06275.0900	1 Stück
Kraftzapf für Pka und Pkb 5 l / 10 l	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP
Zapfhahn für Kanisteröffnungen Nr. 51	06274.0900	1 Stück
Kraftzapf für Pka und Pkb 60 l	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP
Zapfhahn für Kanisteröffnungen Nr. 71	28451.0900	1 Stück
Kraftzapf Messing	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP
Zapfhahn aus Messing zum Einschrauben für 30-l-Eisenkannen mit 3/4"-Anschlussgewinde (Der Kraftzapf ist selbstschließend)	06279.0900	1 Stück
Schlüssel für 25 l Blk und sonstige Fässer	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP
Ausführung aus Bronze, Funkenbildung ausgeschlossen	06278.0900	1 Stück
Schlüssel für 60 l Pka	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP
für Kanisterverschlüsse Nr. 71	12850.0900	1 Stück
Schlüssel für IBC-Deckel DN 150	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP
Schlüssel für IBC-Deckel DN 150	25466.0900	1 Stück
Schlüssel für LabCube®-Deckel	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP
Schlüssel für LabCube®-Deckel	25465.0900	1 Stück
Schlüssel für Pka und Pkb 20 l / 30 l	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP
für Kanisterverschlüsse Nr. 61	06273.0900	1 Stück
Schlüssel für Pka und Pkb 5 l / 10 l	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP
für Kanisterverschlüsse Nr. 51	06272.0900	1 Stück
Standkraft	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP
Zapfschemel für LabCubes®	26798.0900	1 Stück
Universalschlüssel DIN32 DIN45	Artikel-Nr.	Mindestmenge VP
Universalschlüssel DIN32 DIN45	31566.0900	1 Stück